


MEDICLINICS, EL PRIMER FABRICANTE EN INTRODUCIR EL MÉTODO MÁS HIGIÉNICO PARA DESINFECTAR UN CAMBIADOR DE BEBÉS: "ION HYGIENIC"



¿Qué es Ion Hygienic?

Ion Hygienic es una tecnología basada en la generación de iones negativos, que hace lo que **ningún otro cambiador de bebés en el mercado** hace: **matar microorganismos como virus y bacterias**.
¿Puedes imaginarte un cambiador de bebés instalado en un centro comercial, en un aeropuerto, en un restaurante, en una guardería o en cualquier otro sitio, libre de microorganismos dañinos para su bebé?

Esto es ION HYGIENIC.



¿Cómo funciona Ion Hygienic?

Ion Hygienic utiliza un **generador de iones negativos** que libera estas partículas al aire. Estos iones negativos, junto con los iones positivos existentes en el aire, rodean la membrana superficial de los microorganismos dañinos y tiene lugar una reacción química que rompe físicamente estas membranas de los virus y las bacterias, matándolos.

¿Cómo puedo estar totalmente Seguro de que Ion Hygienic realmente mata los microorganismos dañinos para mi bebé?

Porque **Ion Hygienic ha sido testado y aprobado por TÜV Rheinland** en sus laboratorios de Alemania, tal y como su **test número 603229708-001** demuestra:



Gémenes testados	Colonia de gémenes inoculada	t_0 [CFU/100cm ²]	t_{15min} [CFU/100cm ²]	Reducción después de 15 min	t_{2h} [CFU/100cm ²]	Reducción después 2 h.
<i>A. niger</i> DSMZ 1957	88	>400	6	>98,5%	0	>99,9%
<i>P. pinophilum</i> DSMZ 1944	50	>400	$1,1 \times 10^2$	>72,5%	$1,1 \times 10^2$	>72,5%
<i>C. albicans</i> DSMZ 1386	63	>400	0	>99,9%	0	>99,9%
<i>S. aureus</i> DSMZ 799	31	>400	0	>99,9%	0	>99,9%
<i>E. coli</i> DSMZ 1576	13	>400	$2,1 \times 10^2$	>47,5%	6	>98,5%



La tecnología Ion Hygienic también está disponible en nuestros secadores de manos **Dualflow Plus**, **Machflow**, **Speedflow** y **Speedflow Plus**, incluidos en el California Air Resources Board (CARB).
Vea nuestros secadores de manos listados en CARB:

